

### Acido Acético, Fórmico e Ascórbico

CGS 2145.07



Fluxo: 2 mL/min  
Injeção: 4 uL  
Deteção: UV de 220 nm

### Acido Ascórbico no Suco de Laranja


CGS 2146.07



Fluxo: 2 mL/min  
Injeção: 4 uL  
Deteção: UV de 220 nm  
Preparação Teste: 200:1  
Filtrado

### Glutamato - Monosódico em Sopa Miso

CGS 2150.07



Fluxo: 2 mL/min  
Injeção: 1 uL  
Deteção: UV de 210 nm  
Preparação Teste: Direções  
Filtrados